



Temperaturfestigkeit		<90°C				
Ummantelung der Lichtzuführung		Metallwendel mit PVC-Ummantelung schwarz				
Ringkörper		Hart- PVC schwarz				
Lichtleitertyp		Acryl				
Adapter für alle Lichtquellen mit Schnellkupplung	KLQ06.00	LEMOSA- Stecker, Lichtquellen mit aktivem Lichtaustritt >Ø6mm	KLQ08.00			
Ringlicht- Innendurchmesser	iØ	22	25	30	35	52
Ringlicht- Außendurchmesser	AØ	50	85/65	64	64	78
Ringlicht- Höhe	RH	23	18	22	22	23
Fokusabstand, Arbeitsabstand	FA	20	10-35	80	80	20-120
Lichtfleckdurchmesser	FØ	25	25	50	50	25
Anzahl der Lichtpunkte, Auflösung	PR	12	12	40	30	18
Lichtaustritt	PØ	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

RINGLICHT FIXFOKUS HOMOGEN

		RG22D	RG25D	RG30D	RG35D	RG52D
Lichtleiterlänge, Zuleitung in cm	0060			214340	0°	
	0060			214877	12°	
	0100					204845
	0100	101898	102730			101899
www.FASEROPTIK-HENNING.de	0200				224013	204749
	0250					
	0300				221034	222101
	0500					226848

Zubehör Seite 23 **Reduzierringe** zur Anpassung des Durchmessers an Mikroskope, Kameras...
 0° 12° 70° Neigung der Lichtpunktachse zur Ringlichtachse

Faseroptik Henning GmbH

Neumarkter Straße 29

D 90584 Allersberg / Germany

Telefon 0049 (0)9176 / 58-0

Telefax 0049 (0)9176 / 58-70

kontakt@faseroptik-henning.de

www.faseroptik-henning.de